

Cavislim

cavitation

Tecnovita
by **BH**

DEUTSCH

ITALIANO

kavitation/cavitazione
sicheres und effizientes bodyforming
modellamento sicuro ed efficace della silhouette



Bedienungsanleitung
Manuale d'uso

YS30/YS50

SEGUINDO
• usare il manuale di utilizzo prima di usare
• mantenere l'area del applicatore pulita e secca
• non usare in contatto con l'acqua

Cavislim

cavitation

sicheres und
effizientes
bodyforming
modellamento
sicuro ed
efficace
della silhouette

Herzlichen Glückwunsch. Zunächst möchten wir uns bei Ihnen für den Kauf des CAVISLIM und das in uns gesetzte Vertrauen bedanken. Mithilfe dieses praktischen Handbuchs und durch Einhalten der einfachen Anweisungen erhalten Sie Ergebnisse, die mit denen einer professionellen Schönheitsfachkraft vergleichbar sind.

Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung aufmerksam zu lesen. Das Verständnis der darin enthaltenen Hinweise hilft Ihnen, CAVISLIM wirksam und sicher zu verwenden.

Complimenti! In primo luogo, ci piacerebbe ringraziarla per aver acquistato CAVISLIM e per la fiducia che ci ha accordato. Attraverso questo pratico Manuale d'Uso e seguendo le semplici istruzioni contenute in esso, otterrà dei risultati comparabili a quelli che otterrebbe se si affidasse a un professionista della bellezza.

Le raccomandiamo vivamente di leggere attentamente il presente Manuale d'Uso. La sua lettura e comprensione l'aiuteranno a utilizzare CAVISLIM in maniera efficace e sicura.

inhalt

kapitel 1

- inhalt der verpackung
- zusammenbau des Cavislim

kapitel 2

- grundlegende merkmale des Cavislim
- benutzungshinweise Cavislim

kapitel 3

- anwendung von Cavislim

kapitel 4

- korrekte und sichere anwendung von Cavislim

kapitel 5

- faq zu Cavislim


kapitel 6

- wichtige informationen zur sicherheit
- garantie
- zertifikate
- technische merkmale
- einzelteile


inhalt der verpackung

In dieser Verpackung finden Sie alles, was Sie brauchen, um CAVISLIM sofort benutzen zu können. Überprüfen Sie anhand folgender Abbildung genau, dass die Verpackung alle Teile enthält.


Halterung
handstück



Handstück




Bedienerhandbuch




DVD



Hauptgerät



Bedienpedal



Kavitationsgel



Straffendes
Pflegekonzentrat



Inbusschlüssel




4

schrauben



Netz Kabel




Anti-cellulite-konzentrat



zusammenbau des Cavislim

Zunächst muss die **Halterung des Handstücks** an das **Hauptgerät** montiert werden. Zu diesem Zweck stellt man das **Hauptgerät** auf einen Tisch, bringt die **Halterung des Handstücks** in die korrekte Position und setzt die **Schrauben** ein (vgl. nachstehende Abbildung). Mit dem Inbusschlüssel zieht man dann die **Schrauben** fest, bis die beiden Teile fest aneinander sitzen.



grundlegende merkmale des Cavislim

CAVISLIM und CAVISLIM EXCEL sind Geräte, die es auf der Grundlage modernster Technologie möglich machen, selektiv und effizient lokale Fettakkumulationen (Cellulite und Organgenhaut) des Körpers zu eliminieren.

Zu diesem Zwecke wird die Technologie der Abgabe von Ultraschall eingesetzt, wodurch ein physisches Phänomen mit der Bezeichnung Kavitation erzeugt wird, durch das Fettzellen eliminiert werden. Diese bewährte Technologie wird in zahlreichen Ästhetik-Instituten auf der ganzen Welt zur schmerzlosen und nicht invasiven Bekämpfung von Cellulite eingesetzt.

Merkmale des Modells CAVISLIM Ref. YS30

Dauer: Von 1 bis 15 Minuten programmierbar.

Intensität: 4 programmierbare Intensitätsniveaus (5-10-15-20)

Modus: 4 programmierbare Impulsschall-Stufen (P1-P2-P3-P4)

Merkmale des Modells CAVISLIM EXCEL Ref. YS50

Dauer: Von 1 bis 15 Minuten programmierbar.

Intensität: 5 programmierbare Intensitätsniveaus (5-10-15-20-25)

Modus: 4 programmierbare Impulsschall-Stufen (P1-P2-P3-P4)

Programmierbar in 1 Dauerschall-Stufe (P5)

Bei diesen Geräten müssen Sie lediglich die einfache Programmierung von drei Funktionen vornehmen: Intensität, Dauer und Modus. Mit der Intensität wird das Penetrationsniveau der Schallwellen in Ihre Haut gesteuert. Je höher das Intensitätsniveau, desto tiefer gehen die Wellen. Mit der Funktion Dauer wählen Sie die Zeit in Minuten, die Sie für die Arbeit mit dem CAVISLIM vorsehen. Aus Sicherheitsgründen ist die maximal programmierbare Zeit auf 15 Minuten begrenzt; es handelt sich dabei um die empfohlene Höchstzeit für die Behandlung eines Bereichs.

Sie können diese Höchstdauer jedoch in Intervallen von 1 Minute reduzieren. Das CAVISLIM-Gerät weist durch einen Pfeifton auf den Ablauf der gewählten Zeitdauer hin und auf der Anzeige erscheint die Meldung "Zeit abgelaufen".

Darüber hinaus können Sie auch den Funktionsmodus von CAVISLIM einstellen, bei dem die Anwahl des Zeitintervalls erfolgt, in dem die Schallwellen die Haut erreichen.

benutzungshinweise Cavislim




Achtung: Bevor Sie das Gerät benutzen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Dies gilt insbesondere für Personen mit gesundheitlichen Problemen. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Verwendung dieses Geräts nicht empfehlenswert. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.

Inbetriebnahme

- Zunächst wird das **Handstück** an das **Hauptgerät** geschlossen. Dazu wird der Stecker des **Handstücks** in die Anschlussbuchse am **Hauptgerät** gesteckt, vgl. Abb. 2.1.
- Anschließend steckt man den Stecker des Bedienpedals in die Anschlussbuchse am Hauptgerät, vgl. Abb. 2.2.

Bevor Sie den Netzanschluss herstellen, vergewissern Sie sich bitte, dass die genannten Anschlüsse korrekt ausgeführt sind.


- Stecken Sie dann ein Ende des Netzkabels in die Buchse am Gerät und das andere in die Netzsteckdose (220 V), vgl. Abb. 2.3. Um das Gerät zu starten, stellen Sie den Geräteschalter auf die Position (1).



Elemente des Monitors

Der Monitor des CAVISLIM umfasst einen Bildschirm oder Display, eine Led, sowie fünf Drucktasten.

- Auf dem Display wird die Information zu der Kavitationsbehandlung angezeigt.
- Die Led (grünes Licht) zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.
- Die Tasten haben folgende Funktionen:
 - ▲ und ▼ : Ändern des Modus **MODE**.
 - + und - : Ändern der Dauer **TIME** und der Intensität **INTENSITY**.
 - || : Pause, und ► : Beginn der Behandlung.



Kavitationsbehandlung

Bei der Massage sind 3 Variablen zu beachten:

- **Dauer:** Die Dauer der Behandlung wird in Minuten und Sekunden gemessen. Dabei können Sie eine Zeitdauer zwischen 1 und 15 Minuten wählen (in Intervallen von 1 Minute).

- **Intensität:** Diese Variable bezieht sich auf die Intensität der Behandlung. Bei Mod. YS30 kann zwischen den Niveaus 5, 10, 15 und 20 gewählt werden. Bei Mod. YS50 kann zwischen den Niveaus 5, 10, 15, 20 und 25 gewählt werden.

- **Funktionsmodus:** Art des Impulsschalls (Frequenz der Impulsemission). Bei Mod. YS30 kann zwischen den Niveaus P1, P2, P3 und P4 gewählt werden. Bei Mod. YS50 kann zwischen den Niveaus P1, P2, P3, P4 und P5 gewählt werden.


Frequenz der Impulsemission: P1 sehr niedrig

P2 niedrig

P3 hoch

P4 sehr hoch

P5 Dauerschall



Beginn der Behandlung

Wenn das Gerät ans Netz geschlossen ist und der Schalter auf Start (I) gestellt wird, erscheint auf dem Display die Meldung: **BIENVENIDO (HERZLICH WILLKOMMEN).**

Nach 3 Sekunden erlischt diese Anzeige und standardmäßig erscheinen folgende Behandlungsparameter:

DAUER: 10:00

MODUS: P1

INTENSITÄT: 5

Sie können nun die Parameter für Dauer und Modus Ihrem Wunsch entsprechend folgendermaßen modifizieren:

Ändern der Behandlungsdauer



Auf dem Bildschirm mit der Anzeige der standardmäßigen Parameter können Sie die gewünschte Dauer mit den Tasten **+** und **-** einstellen.


Der automatische Vorgabewert ist 10 Minuten. Sie können ihn jedoch in Intervallen von 1 Minute zwischen den Werten 1 und 15 verändern.

Ändern des Modus

Auf derselben Bildschirmanzeige mit den automatischen Vorgabewerten können Sie den gewünschten Modus mit den Tasten **▲** und **▼** einstellen.

Der automatische Vorgabewert ist P1 (sehr niedrige Emissionsfrequenz des Ultraschalls); Sie können ihn jedoch durch Wahl zwischen den Werten **P1**, **P2**, **P3** und **P4** (bei Modell YS30) bzw. **P1**, **P2**, **P3**, **P4** und **P5** (nur bei Modell YS50) modifizieren.





Ändern der Massageintensität

Wenn Sie die gewünschten Werte für Dauer und Modus eingestellt haben, können Sie den letzten Parameter modifizieren: die Intensität.

Betätigen Sie dazu die Taste. Sobald das Gerät eingeschaltet ist (das grüne Licht am Hauptgerät leuchtet), können Sie mit den Tasten **+** und **-** die Intensität anwählen.

Der automatische Vorgabewert für die Intensität ist 5; Sie können ihn jedoch durch Wahl zwischen den Werten 5, 10, 15 und 20 (bei Modell YS30) bzw. 5, 10, 15, 20 und 25 (nur bei Modell YS50) modifizieren.

Nachdem Sie die Taste betätigt haben, kann der Parameter Dauer nicht mehr geändert werden.

Nehmen Sie dann das Handstück fest in die Hand und betätigen Sie das Pedal, um mit der Kavitationsbehandlung zu beginnen.

Sobald Sie das Pedal betätigen, beginnt sich der angezeigte Wert für die Dauer zu verändern (er nimmt ab) und die Impulsemission des Handstücks fängt an. Halten Sie das Handstück in den Bereich, der behandelt werden soll, und massieren Sie diesen gemäß der Beschreibung auf der DVD oder im Abschnitt "Anwendung".


Wenn Sie während der Behandlung eine Pause machen wollen, brauchen Sie nur das Pedal loszulassen und die Impulsemission wird automatisch unterbrochen.

Wenn der Zähler für die Dauer den Wert **0:00** erreicht, stoppt das Gerät und weist durch mehrere Pfeiftöne darauf hin, dass die programmierte Behandlung beendet ist. Auf dem Display erscheint folgende Meldung:

**ZEIT ABGELAUFEN
UM NEU ZU BEGINNEN,
BITTE EINE TASTE
BETÄTIGEN**

Wenn Sie eine beliebige Taste des Geräts betätigen, geht die Bildschirmanzeige auf die standardmäßige Konfiguration zurück:

**DAUER: 10:00
MODUS: P1
INTENSITÄT: 5**



kapitel 3


anwendung von Cavislim

Verteilen Sie immer reichlich Gel auf dem Bereich, den Sie behandeln wollen. Beginnen Sie die Behandlung dann, indem Sie das Handstück langsam und ohne Druck darüber gleiten lassen (vgl. Abbildungen). Gel oder eine unserer Vorbehandlungscremes erhalten Sie bei Ihrem CAVISLIM-Vertriebshändler oder über unsere Website: www.tecnovita.eu In jedem der folgenden Abschnitte finden Sie ein Feld mit den Benutzungshinweisen. Sie mü'ssen festlegen, welches Niveau fü'9fr Sie zutrifft.

- A** Starke Fettakkumulation großer Dichte.
- B** Starke Fettakkumulation mittlerer Dichte.
- C** Mittlere Fettakkumulation mittlerer Dichte
- D** Leichte Fettakkumulation
- E** Orangenhaut
- F** Pflegebehandlung

mittlerer bauchbereich

Beachten Sie unbedingt, dass CAVISLIM nicht auf dem Nabel, den Brüsten oder im Bereich des Brustkorbs benutzt werden darf.



Bewegen Sie das Handstück langsam, ohne Druck. Um ein besseres Resultat zu erzielen, empfehlen wir, bei der Anwendung des CAVISLIM die verschiedenen Massagetechniken (spiralförmig, längs, kreisförmig) in mehreren Sitzungen zu kombinieren. Zur bequemeren Anwendung des CAVISLIM empfehlen wir Ihnen, sich dabei zurückzulehnen.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| B | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| C | 3 | 10 | 3 | 10 | 7' |
| D | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| E | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| F | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |

seiten

DE




Tragen Sie Gel auf die Haut des Bereichs auf, den Sie mit dem CAVISLIM behandeln wollen.

Die kreisförmigen Massagen sowie die Massagen in Längsrichtung müssen von oben nach unten erfolgen (vgl. Abbildungen). Die Einhaltung der Massagerichtung ist wichtig, da dadurch die Entwässerung gefördert wird.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 4 | 15 | 4 | 15 | 10' |
| B | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| C | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| D | 1 | 5 | 1 | 5 | 7' |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| F | 2 | 5 | 2 | 5 | 5' |

hüften




Tragen Sie Gel in dem Bereich auf, den Sie mit CAVISLIM behandeln wollen.

Sowohl die kreisförmige Massage als auch die Massage in Längsrichtung muss von unten nach oben ausgeführt werden (vgl. Abbildungen). Bearbeiten Sie während der Behandlung besonders den Bereich mit der stärksten Fettakkumulation.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 10 | 3 | 10 | 7' |
| B | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| C | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| D | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| F | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |

gesäß

Tragen Sie Gel in dem Bereich für die längs-/kreisförmige Behandlung mit dem CAVISLIM auf.




Sowohl die Massage in Längsrichtung als die kreisförmige ist in der Richtung der in den Abbildungen dargestellten Pfeile auszuführen.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 5 | 25 | 4 | 20 | 10' |
| B | 5 | 15 | 4 | 15 | 7' |
| C | 4 | 20 | 4 | 20 | 7' |
| D | 3 | 15 | 3 | 15 | 7' |
| E | 2 | 15 | 2 | 15 | 10' |
| F | 3 | 15 | 3 | 15 | 10' |

innenseite des Oberschenkels

Bitte beachten Sie, dass das CAVISLIM nie in dem Bereich zwischen Knie und Fuß' a7 eingesetzt werden darf, da es dort zu keinen nennenswerten Fettakkumulationen kommt.



Sowohl die kreisförmige Massage als auch die Massage in Längsrichtung muss von unten nach oben ausgeführt werden (vgl. Abbildungen). Die Beachtung dieser einfachen Hinweise trägt zur Verbesserung der Ergebnisse bei.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| B | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| C | 3 | 10 | 3 | 10 | 7' |
| D | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| E | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| F | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |

innenseite des knies




In diesem Bereich wird mit einer leichten, kreisförmigen Massage gearbeitet (vgl. Abbildung).

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 5 | 3 | 5 | 10' |
| B | 3 | 5 | 3 | 5 | 10' |
| C | 3 | 5 | 3 | 5 | 7' |
| D | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| E | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| F | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |

Bitte beachten Sie, dass CAVISLIM niemals auf den Kniegelenken benutzt werden darf. Tragen Sie Gel in dem Bereich auf, den Sie mit CAVISLIM behandeln wollen.

arme



Tragen Sie in dem zu behandelnden Bereich ausreichend Gel auf. Dadurch wird die Wirksamkeit der Behandlung verbessert. Die Massage in diesem Bereich muss zum Körper hin ausgeführt werden (vgl. Abbildung).

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| B | 2 | 5 | 2 | 5 | 5' |
| C | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| D | 1 | 5 | 1 | 5 | 3' |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 3' |
| F | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |

Bitte beachten Sie, dass CAVISLIM nie in den Bereichen Hand, Unterarm oder Gelenken eingesetzt werden darf.

kapitel 4

korrekte und sichere anwendung von Cavislim

Folgende Anwendungszeiten müssen beachtet werden, um die korrekte und sichere Anwendung des Cavislim sicherzustellen:

- **Pro Behandlungsbereich:**

höchstens 15 Minuten.

Unter „Behandlungsbereich“ versteht man die einzelnen Körperteile, an denen CAVISLIM angewandt werden darf. Dabei handelt es sich um folgende Bereiche: Arme, Bauch, Seiten, Hüften, Innenseite der Oberschenkel und Innenseite des Knies.

Beispiel: Während ein und derselben Behandlungssitzung kann man Cavislim 15 Minuten an den Seiten und 15 Minuten an den Armen anwenden. Dagegen darf man NIEMALS am selben Tag eine 30 minütige Behandlung ausschließlich an den Seiten vornehmen.

- **Pro Behandlungssitzung:**

höchstens 30 Minuten.

Unter Behandlungssitzung versteht man die Anwendung von CAVISLIM am selben Tag an 2 unterschiedlichen Behandlungsbereichen (höchstens 15 Minuten pro Bereich).

- **Zwischen den Behandlungssitzungen:**

mindestens 72 Stunden.

Als Zeit „zwischen den Behandlungssitzungen“ versteht man die Zeit zwischen einer und der nächsten Behandlungssitzung.

Beispiel: Eine Planung für Behandlungssitzungen (die maximal zulässige) innerhalb einer Woche wäre: Montag, Donnerstag und Sonntag.

- **Nach jeweils 20 Behandlungssitzungen:**

Eine Pause von 3 Wochen muss eingelegt werden.

Nach diesem Zeitraum kann entweder die komplette erste Behandlungsphase wiederholt werden oder mit dem Pflegeprogramm begonnen werden.

- **Pflegebehandlungen:**

Die Häufigkeit hängt von der einzelnen Person ab, doch ist im Allgemeinen eine Behandlungssitzung pro Monat ausreichend.

faq zu cavislim

Was ist Kavitation?

Bei der Kavitation handelt es sich um eine nicht invasive Technik (ohne Chirurgie) zur Formgebung des Körpers, die das Volumen reduziert, indem Cellulite und lokale Fettablagerungen an Bauch, Hüften, Seiten, Armen sowie den Innenseiten von Oberschenkeln und Knien eliminiert werden.

Welche Vorteile bietet sie im Vergleich zu anderen Methoden?

Ein wesentlicher Vorteil ist, dass man bestimmte Bereiche des Körpers wählen kann, die behandelt werden sollen. Man könnte sagen, es handelt sich um eine Technik, die eine selektive Behandlung der Cellulite ermöglicht.

Ist die Kavitation schmerzhaft?

Die Benutzung von Cavislim darf niemals Schmerz verursachen.

Ist es normal, während der Benutzung von Cavislim ein leichtes Pfeifen zu hören?

Ja, es ist möglich, dass bestimmte Benutzer während der Behandlung ein leichtes Pfeifen hören.

Kann das Gerät an allen Körperteilen benutzt werden?

Das Gerät kann nicht an allen Körperteilen benutzt werden. Unter keinen Umständen darf es an Kopf oder Gesicht, Hals, Brüste, Brustkorb, Nabel, Unterarm, Gelenken, Genitalien, Rücken, Fußknöcheln oder Ganglien benutzt werden.

Verliert man mit Cavislim Gewicht oder Volumen?

Cavislim eliminiert die Ansammlungen von Fett, die Gewicht aufweisen. Gleichzeitig verliert der Körper dank dieser Eliminierung an Volumen.

Wirkt Cavislim gegen Orangenhaut?

Ja, Cavislim wirkt gegen „Orangenhaut“, indem die Adipozyten zerstört werden, die für die Ansammlung von Fett ursächlich sind.

Kann man mit Cavislim Falten beseitigen?

Cavislim ist kein für die Beseitigung von Falten entwickeltes System.

Darf man Cavislim im Gesicht benutzen?

Cavislim darf unter keinen Umständen im Gesicht oder an den Augen verwendet werden.

Nach wie vielen Sitzungen beginnt man Resultate zu sehen?

Nach den ersten fünf Sitzungen sollten Ergebnisse zu sehen sein. Die Resultate können jedoch je nach Person variieren.

Wie viele Tage muss man zwischen den einzelnen Sitzungen warten?

Es wird eine Wartezeit von 72 Stunden zwischen den Sitzungen empfohlen.

Tritt die Cellulite nach der Benutzung von Cavislim wieder auf?

Obwohl Cavislim Effizienz und andauernde Wirksamkeit bietet, können wir nicht garantieren, dass die Cellulite nicht erneut auftritt. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir eine ausgeglichene Diät, regelmäßige sportliche Aktivitäten und Pflegebehandlungen mit Cavislim.

Gibt es Nebenwirkungen?

Wenn Sie gesund sind, hat Cavislim keine bekannten Nebenwirkungen. Bei einigen Personen kann es jedoch zu Hautrötungen kommen, die bis zu 2 Stunden anhalten können.

Wozu sind die Anti-Cellulite-Gels und die straffenden Konzentrate gut? Wann muss man sie verwenden?

1. Anti-Cellulite-Gel: Es enthält aktive Stoffe, die bei der Eliminierung der Cellulite helfen.
2. Straffendes Gel: Enthält aktive Stoffe, die den behandelnden Bereich straffen.

Die Anwendung sollte folgendermaßen erfolgen: Während der ersten Tage wendet man das Anti-Cellulite-Gel, während der letzten Tage der Behandlung das straffende Gel an. Die Anwendung muss vor dem Auftragen des Kavitationsgels erfolgen. Die Anwendung erfolgt wie bei jedem anderen Konzentrat. Gut einziehen lassen. Dann das Kavitationsgel auftragen und mit der Behandlung beginnen.

Muss Cavislim mit einer Diät kombiniert werden?

Eine besondere Diät ist nicht erforderlich. Ausgeglichene Ernährung und die Aufnahme von ausreichender Flüssigkeit sind jedoch sehr zu empfehlen.

Wie viel Wasser muss ich trinken?

Es ist unbedingt erforderlich, zwei Stunden vor der Benutzung von Cavislim mit der Aufnahme von Flüssigkeit zu beginnen.

Auch nach der Behandlungssitzung ist es empfehlenswert. Wir raten die Aufnahme von mindestens 2 Litern während dieser Zeit, da dadurch die Eliminierung von Toxinen gefördert wird.

Muss Cavislim mit einer sportlichen Aktivität kombiniert werden?

Es ist nicht zwingend erforderlich, aber die Praxis von mindestens 30 Minuten physischer Betätigung erhöht die Ergebnisse, da die Entwässerung unterstützt wird.

Welche sportlichen Aktivitäten sind eine Ergänzung zu Cavislim?

Eine Vibrationsplattform ist aufgrund ihrer kräftigenden und entwässernden Eigenschaften eine ideale Ergänzung. Sollten Sie keine derartige Plattform zur Verfügung haben, sind ein Spaziergang, ein Heimtrainer, Schwimmen oder eine andere aerobische Übung von mindestens 30 Minuten Dauer von großer Hilfe.

Wie kann ich die Wirkung von Cavislim verstärken?

Mit einer Kombination aus ausgeglichener Ernährung und regelmäßiger sportlicher Betätigung.

Hilfreich sind darüber hinaus Drainage-Massagen.

Kann ich Cavislim auch ohne Gel verwenden?

Niemals, da das Gel Ihrem Körper gegenüber als Leiter für den Ultraschall wirkt. Wird kein Gel benutzt, verliert Cavislim seine Wirksamkeit und das Gerät kann ernsthafte Schäden erleiden.

Kann ich irgendein Gel verwenden?

Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung des Gels TECNOVITA von BH, da es bei der Verwendung anderer Produkte zu Schäden an dem Gerät kommen könnte.

Wann darf Cavislim nicht benutzt werden?

- Wenn Sie schwanger sind, oder es zu sein glauben.
- Während der Stillzeit
- Während Fruchtbarkeitsbehandlungen
- Bei Herzleiden aller Art
- Bei Hautproblemen
- Osteoporose
- Fibromyalgie
- Böartige Tumore
- Bluthochdruck
- Hohe Cholesterinwerte
- Diabetes
- Niereninsuffizienz
- Physische Insuffizienzen
- Implantate aus Metall oder Prothesen
- Physische Missbildungen
- Epilepsie
- Bei längerer medikamentöser Behandlung mit: entzündungshemmenden oder blutgerinnungshemmenden Mitteln, Antibiotika oder Antihistaminika
- Depression
- Bei psychiatrischer oder psychologischer Behandlung
- Leberprobleme (Fettleber)...
- Reizungen des Kolons

Kann ich Cavislim benutzen, wenn ich schwanger bin?

Wenn Sie schwanger sind oder es zu sein glauben, darf Cavislim nicht benutzt werden.

Darf man Cavislim während der Stillzeit benutzen?

Das Gerät darf unter keinen Umständen während der Stillzeit benutzt werden.

Kann ich Cavislim an den Brüsten benutzen?

Das Gerät darf nie an den Brüsten benutzt werden.

Darf man Cavislim während der Menstruation benutzen?

Die Benutzung des Geräts im Bauchbereich ist während dieser Zeit nicht ratsam, da es die Blutungen verstärken kann. In anderen Bereichen kann es jedoch angewandt werden.

Kann ich Cavislim benutzen, wenn ich eine Spirale trage?

Ja

Kann Cavislim meine Cholesterinwerte beeinträchtigen?

Die Benutzung von Cavislim kann Ihre Cholesterinwerte erhöhen.

Darf man Cavislim bei Hautleiden benutzen?

Das Gerät darf bei Hautleiden nicht benutzt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Darf man Cavislim benutzen, wenn man Gehör-Implantate trägt?

Bei Implantaten darf das Gerät nicht benutzt werden.

Kann ich Cavislim während des Badens oder Duschens benutzen?

Das Handstück und das Gerät dürfen unter keinen Umständen in Berührung mit Wasser kommen. Es besteht die Gefahr elektrischer Schläge.

Wie reinigt man Cavislim und das Handstück?

Das Cavislim-Gerät oder das Handstück darf zum Reinigen auf keinen Fall in Wasser getaucht werden. Benutzen Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

kapitel 6

wichtige informationen zur sicherheit

Dieses Produkt verfügt über ein Kabel mit einem Erdungsleiter und einen Stecker mit Masseanschluss. Wenn es nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, bietet die Erdung dem elektrischen Strom einen Weg mit geringerem Widerstand, wodurch das Risiko elektrischer Entladungen reduziert wird.

GEFAHR! Ein nicht korrekter Anschluss des Masseleiters des Geräts kann das Risiko elektrischer Schläge zur Folge haben.

Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht. Sollte er nicht in die Steckdose passen, beauftragen Sie einen Elektriker, eine entsprechende Steckdose zu installieren.

Dieses Produkt ist mit 220-240 V Versorgung zu benutzen. Sein Erdungspin entspricht ungefähr der Abbildung 5.1

Befolgen Sie bitte folgende Empfehlungen:

1. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder abgenutzt ist.
3. Halten Sie das Stromkabel von heißen Flächen fern.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
5. Um den Netzanschluss zu unterbrechen, stellen Sie den Schalter zuerst auf «0» und ziehen Sie dann den Stecker aus der Dose.



Sicherung

Dieses Modell verfügt über eine elektronische Sicherung mit automatischer Abschaltung zum optimalen Schutz der elektronischen und elektrischen Schaltungen.

Die Sicherung löst aus, wenn das Gerät einer anormalen Belastung ausgesetzt oder überhitzt ist.

In einem solchen Fall gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Unterbrechen Sie den Anschluss ans Stromnetz.
2. Stellen Sie den Schalter (L) am Gehäuse auf die Position «0» (OFF), Abb. 5.2.
3. Tauschen Sie die Sicherung (C) (1 Amp.) aus.
4. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit ERDUNG. Stellen Sie den Schalter (L) auf Position «I» (ON), Abb. 5.2



Wir empfehlen Ihnen diese Garantie aufmerksam zu lesen, um sich über die Deckung der Herstellergarantie und Ihre Haftung als Eigentümer zu informieren.

GEWÄHRLEISTUNGEN

ALLGEMEINE HINWEISE

EXERCYCLE, S.L. dankt Ihnen für den Kauf dieses Produktes und das Vertrauen, dass Sie in uns gesetzt haben. Unsere Produkte wurden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte während der Garantiezeit trotzdem ein Problem mit diesem Gerät auftreten, bitten wir Sie, die Garantiebedingungen aufmerksam zu lesen und sich mit Ihrem zugelassenen Vertriebshändler in Verbindung zu setzen.

Diese Garantie erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 25. Mai 1999 über bestimmte Aspekte des Verkaufs und der Garantie für Konsumgüter und deren Umsetzung in spanisches Recht durch das Gesetz 23/2003 über Garantien im Zusammenhang mit dem Verkauf von Konsumgütern, vom 10. Juli 2003.

EXERCYCLE, S.L., mit der Steuernummer B-01029032 und Geschäftssitz in Vitoria, Calle Zurrupitieta, 22, erteilt somit auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen die entsprechende Garantie für das Produkt:

1. DAUER DER GARANTIE

Für das Produkt, das Gegenstand vorliegender Bescheinigung ist, wird eine Garantie für den Zeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab Übergabe des Produktes gewährt, wobei dieser Zeitpunkt durch das Datum auf dem Zahlungsbeleg oder der ordnungsmäßigen Rechnung für das Produkt, oder durch das Datum auf dem entsprechenden Lieferschein definiert wird, sofern letzteres ein späteres Datum ist.

Bei eventuellen Reparaturen ist die Vorlage dieses Belegs unerlässlich. Die Politik bezüglich der Garantiezeit kann in den einzelnen Ländern unterschiedlich sein. Die angegebene Garantiezeit gilt ausschließlich für Europa.

2. VON DER GARANTIE GEDECKTE RECHTE

- Reparatur oder Austausch des Produktes, die, unter Berücksichtigung der Art des Produktes und des jeweiligen Zwecks für den Verbraucher, jeweils innerhalb einer angemessenen Frist und ohne größere Unannehmlichkeiten für den Verbraucher ausgeführt werden.

- Davon ausgenommen sind solche Umstände, in denen eine Reparatur oder ein Austausch dem Verkäufer Kosten verursachen würden, die nach vernünftigem Ermessen im Vergleich zu anderen Formen der Gewährleistung nicht zumutbar sind, vorausgesetzt letztere stellen keinen Nachteil für den Verbraucher dar.

- Im Falle von Reparaturen entstehen dem Verbraucher keine Kosten für Arbeitszeit, Anreise und Material.

- Bei einer Reparatur oder dem Austausch eines Geräts durch ein neues, wird die Garantiefrist bis zur Übergabe dieses neuen Geräts vorübergehend ausgesetzt. Die anschließend verbleibende Laufzeit beträgt immer mindestens 6 Monate; unter keinen Umständen beginnt eine neue, vollständige Garantiezeit von 2 Jahren.

- Weiterhin erfolgt, je nach Entscheidung des Verbrauchers, (i) eine Preissenkung oder die (ii) Auflösung des Vertrages, wenn die Reparatur oder der Austausch nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder ohne größere Unannehmlichkeiten für den Verbraucher ausgeführt wurden. Die (i) Preissenkung wird proportional zu der Differenz zwischen dem Wert, den das Produkt in vertragsgemäßem Zustand bei Übergabe gehabt hätte, und dem Wert des tatsächlich gelieferten Produkts bei der Übergabe berechnet. Eine (ii) Auflösung des Vertrags ist nicht zulässig, wenn die Nichtkonformität unerheblich ist.

3. GARANTIE-AUSSCHLÜSSE

- Defekte aufgrund einer den Hinweisen der Betriebsanleitung nicht entsprechenden Benutzung.
- Bei professioneller Verwendung oder gewerblichem Verleih des Produktes.
- Fehlerhafte Installation oder Montage, oder Teilebruch aufgrund einer fehlerhaften Montage (vgl. Bedienungsanleitung; dort finden Sie die Empfehlungen zur Installation und zur Benutzung des Geräts).
- Unsachgemäße Nutzung des Produkts (Verwendung ohne Gel, Überschreiten der Benutzungszeiten, Einwirkung zu hoher Feuchtigkeit auf das Produkt, etc.) oder Probleme aufgrund mangelnder Wartung (Schmutzansammlung an einem der Teile des Produktes oder den Zubehöerteilen, etc.). (Vgl. Bedienungsanleitung. Dort finden Sie die Empfehlungen für Installation und Benutzung des Produkts.)
- Reparaturen, die von Personal ausgeführt wurden, das nicht von EXERCYCLE, S.L. zugelassen wurde, oder das Öffnen und Manipulieren von Geräten durch vom Hersteller nicht autorisierte Personen.
- Abweichungen vom Standard-Produkt, wie leichte Schwingungen, Geräusche oder Brüche von Teilen, die den Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigen und nicht auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
- Kratzer, Schrammen, Abrieb, Stöße, Herunterfallen des Produkts, etc., die auf mangelhafte Sorgfalt zurückzuführen sind.
- Durch den Transport verursachte Schäden an dem Gerät.

4. VORGEHEN BEI REKLAMATIONEN

- Der Anspruch auf Reklamation wegen Nichtkonformität verjährt drei Jahre nach Übergabe des Produktes.
- Der Verbraucher muss das Vorliegen eines Defektes innerhalb einer Frist von 2 Monaten ab dem Zeitpunkt der Feststellung dieses Defektes mitteilen.
- Vorliegende Garantie lässt sonstige, der gültigen Gesetzgebung entsprechende Rechte des Verbrauchers unberührt; sie ist jedoch nicht mit der Geltendmachung anderer Ansprüche im Zusammenhang mit der Gewährleistung wegen verdeckter Mängel beim Kauf vereinbar.
- Mögliche Unklarheiten im Zusammenhang mit der Auslegung oder Ausführung vorliegender Garantie unterliegen bei der Klärung der anzuwendenden nationalen Gesetzgebung.
- Bei eventuellen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslegung, Gültigkeit und Ausführung dieses Vertrages unterstellen sich die Partner den Gerichten der Stadt Vitoria.

zertifikate

Hiermit erklärt Exercycle S.L., dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen sonstigen anwendbaren oder geforderten Vorschriften der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG entspricht.

einzelteile


1 Bedienpedal



2 Handstück



3 Halterung
Handstück



16 Netzkabel



G01 Hauptgerät



Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind folgende Angaben erforderlich:

Maschinenmodell

Jeweilige
Teile-Nummer

Menge

Beispiel:

| | | |
|------|----|---|
| YS30 | 16 | 1 |
|------|----|---|

technische merkmale

Gewicht: 7 kg

Abmessungen: LxBxH: 34 x 38 x 13 cm

Ultraschall: 40 kHz

Ausgangsleistung: 5 bis 25 W (je nach Programm)

Netzteil: Spannung: AC 220 V. / Frequenz: 50 Hz.

indice

capitolo 1

- contenuto della confezione
- montaggio della Cavislim

capitolo 2

- caratteristiche di base della Cavislim
- istruzioni per l'utilizzo della Cavislim

capitolo 3

- modalità applicative della Cavislim

capitolo 4

- per una corretta e sicura applicazione di Cavislim

capitolo 5

- domande frequenti sulla Cavislim


capitolo 6

- informazioni importanti sulla sicurezza
- garanzia
- certificati
- specifiche tecniche
- disegno esploso


contenuto della confezione

In questa confezione troverà tutto il necessario per poter usare CAVISLIM sin da ora. Verifichi minuziosamente se all'interno della confezione sono presenti tutti gli elementi riportati di seguito.

Portamanopola




Manopola




Manuale d'uso



Corpo centrale



Pedale di azionamento



DVD



Gel per cavitazione




Siero rassodante




Cavo di collegamento alla rete



4 viti



Cavo di collegamento alla rete




Siero anticellulite



montaggio della Cavislim

In primo luogo, iniziamo ad installare il portamanopola sul corpo centrale. Per realizzare questa operazione, posizionare il corpo centrale su un tavolo e collocare il portamanopola inserendo le viti, proprio come illustrato nella figura allegata.

Con l'aiuto di una chiave con testa a brugola, serrare con fermezza le viti fino al momento in cui le due parti non si sono unite completamente.



caratteristiche di base della Cavislim

CAVISLIM e CAVISLIM EXCEL sono dispositivi altamente tecnologici che permettono di eliminare selettivamente ed efficacemente gli accumuli di grasso localizzato (cellulite e pelle a buccia d'arancia) del nostro corpo.

La tecnologia utilizzata è quella dell'emissione di ultrasuoni; un fenomeno fisico conosciuto come cavitazione, che elimina il grasso. Questa tecnologia dagli ineguagliabili risultati viene ampiamente usata presso i centri estetici internazionali per contrastare senza dolore e in maniera non invasiva la cellulite.

Caratteristiche del modello CAVISLIM Rif. YS30

Tempo: Programmabile da 1 a 15 minuti.

Intensità: Programmabile, 4 livelli di intensità (5-10-15-20).

Modalità: Programmabili 4 modalità di lavoro pulsato (P1-P2-P3-P4).

Caratteristiche del modello CAVISLIM EXCEL Rif. YS50

Tempo: Programmabile da 1 a 15 minuti.

Intensità: Programmabile, 5 livelli di intensità (5-10-15-20-25).

Modalità: Programmabili 4 modalità di lavoro pulsato (P1-P2-P3-P4).

Programmabile 1 modalità di lavoro continuo (P5).

Relativamente alle presenti unità, si dovrà preoccupare solo di programmare facilmente tre funzioni: intensità, tempo e modalità di lavoro.

Con l'intensità si controlla il livello di penetrazione delle onde sonore nel tessuto cutaneo. Con una maggior intensità, le onde raggiungeranno una profondità maggiore. La funzione tempo La aiuterà a scegliere i minuti di utilizzo della CAVISLIM. Per sicurezza, il tempo programmabile massimo sarà di 15 minuti, ossia il tempo massimo raccomandato per il trattamento di un'area.

Tuttavia, è possibile ridurre il tempo massimo decrementandolo di 1 minuto. A fine tempo selezionato, CAVISLIM, la avviserà con un segnale acustico e un messaggio a video "Tempo esaurito".




CAVISLIM le permette di scegliere anche la modalità di lavoro che la aiuterà a selezionare l'intervallo di tempo che impiegano le onde per raggiungere la pelle.

istruzioni per l'utilizzo della Cavislim

Precauzioni: Prima di cominciare ad usare questo dispositivo, consultare il proprio medico di base. Questo avvertimento è destinato specialmente a quelle persone che hanno dei problema di salute. Non è consigliato l'utilizzo a persone minorenni. Tenere l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini.

Avvio


- Collegare la manopola al **corpo centrale**. Per realizzare questa operazione, la spina della manopola deve essere inserita nella presa posta sul corpo centrale come da Fig. 2.1.
 - In seguito, inserire la spina del **pedale di azionamento** nella presa posta sul **corpo centrale** come da Fig. 2.2.
- Verificare che tutte i collegamenti siano stati eseguiti correttamente prima del collegamento finale alla rete elettrica.
- Collegare l'estremità del cavo di collegamento elettrico al connettore della macchina e l'altra inserirla nella rete elettrica (220V). Fig. 2.3. Posizionare l'interruttore della macchina su (I) per avviare la macchina



Elementi del monitor

Il monitor di CAVISLIM si compone di un video o display, un LED e cinque tasti o pulsanti.


- Il display visualizza le informazioni sulla sessione di cavitazione.
- Il LED acceso (luce verde) la avvisa che l'apparecchiatura è in funzione.
- I tasti hanno le seguenti funzioni:
 - ▲ e ▼ variazione della modalità di lavoro **MODE**.
 - + e - regolazione del tempo **TIME** e dell'intensità **INTENSITY**.
 - || pausa e ► inizio della sessione.



Seduta di cavitazione

Le variabili che intervengono durante il massaggio sono 3:

- **Tempo:** misura in minuti e secondi la durata della seduta. Si può scegliere fra 1 – 15 minuti (intervalli di 1 minuto).
- **Intensità:** rappresenta il livello di intensità della seduta.
Il mod. **YS30** permette di scegliere fra i livelli 5, 10, 15 e 20.
Il mod. **YS50** permette di scegliere fra i livelli 5, 10, 15, 20 e 25.
- **Modalità di lavoro:** tipo di impulsi (frequenza di emissione degli impulsi).
Il mod. YS30 permette di scegliere fra i livelli P1, P2, P3 e P4.
Il mod. YS50 permette di scegliere fra i livelli P1, P2, P3, P4 e P5.
Frequenza di emissione degli impulsi: P1 estremamente bassa
P2 bassa
P3 alta
P4 estremamente alta
P5 continua



Inizio della seduta

Dopo aver collegato la macchina alla corrente elettrica e aver premuto l'interruttore (I), a video apparirà un messaggio: **BIENVENIDO (BENVENUTO)**.

Questo messaggio durerà 3 secondi, dopo i quali appariranno, di default, i seguenti parametri di lavoro:

TIME: 10:00
MODE: P1
INTENSITY: 5

Da questo momento in poi, sarà possibile modificare i parametri tempo e modalità di lavoro a seconda della seduta a cui ci si vuole sottoporre.

Variazione del tempo della seduta



Nel momento in cui a video vengono visualizzati i parametri selezionati di default, è possibile modificare la durata della seduta con i tasti **+** e **-**.


Il valore che appare di default è 10 minuti, ma è possibile variarli a intervalli di 1 minuto fra i valori 1 e 15.

Variazione della modalità di lavoro

Nella medesima videata in cui appare il valore di default, è possibile modificare la modalità di lavoro della seduta con i tasti **▲** e **▼**.

Il valore che appare di default è P1 (frequenza di emissione degli impulsi estremamente bassa), però è possibile modificarlo selezionando fra i valori **P1**, **P2**, **P3** e **P4** nel modello YS30) e **P1**, **P2**, **P3**, **P4** e **P5** (solo nel modello YS50).





Variazione dell'intensità del massaggio

Dopo aver selezionato il tempo e la modalità di lavoro desiderati, sarà possibile configurare l'ultimo dei parametri: l'intensità.

Per realizzare questa operazione, si deve premere il tasto ► e, dopo aver avviato una macchina (si accende una spia verde sulla parte centrale dell'unità), sarà possibile selezionare il livello di intensità con i tasti + e .

Il valore dell'intensità che appare di default è 5, ma è possibile variarla selezionando fra i valori 5, 10, 15 e 20 (nel modello YS30) e 5, 10, 15, 20 e 25 (solo nel modello YS50).

Dopo aver premuto il tasto ► non sarà possibile modificare il parametro tempo.

Infine, afferrare con fermezza la manopola e premere il pedale per iniziare la seduta di cavitazione.

Alla pressione del pedale, il tempo diminuirà a video e inizierà l'emissione di impulsi dalla manopola. Posizionare la manopola sull'area che si vuole trattare e massaggiare come indicato nel DVD o nelle "modalità di applicazione".


Se desidera fermare la seduta, smetta di premere il pedale e l'emissione degli impulsi si arresterà immediatamente.

Quando il timer tornerà a **0:00**, l'unità si fermerà ed emetterà una serie di suoni per avvisarla che la seduta selezionata è ultimata. A video, apparirà il seguente messaggio:

**TEMPO ESAURITO
PREMERE UN TASTO
PER INIZIARE**

Quando premerà un tasto qualsiasi, la videata tornerà alla sua configurazione di default:

**TIME: 10:00
MODE: P1
INTENSITY: 5**



capitolo 3

modalità applicative della Cavislim


Applicare sempre il gel in maniera generosa nella zona che si desidera trattare e cominciare a trattarla facendo scivolare la manopola lentamente e senza applicare forza, proprio come indicato nei disegni. Se deve comprare il gel o le nostre creme preparatorie, potrà farlo rivolgendosi al negozio in cui ha acquistato CAVISLIM o direttamente dal nostro sito web: www.tecnovita.eu

Per ciascuna delle apparecchiature, troverà un quadro con i protocolli di utilizzo. Dovrà definire in quale livello si trova.

- A** Grande accumulo di grasso di elevata densità
- B** Grande accumulo di grasso di densità media.
- C** Accumulo medio di grassi di media densità
- D** Scarso accumulo di grassi
- E** Buccia d'arancia
- F** Seduta di mantenimento

addome centrale


Si ricordi di non applicare CAVISLIM sull'ombelico, il seno o il torace.



Faccia scivolare la manopola lentamente e senza applicare forza. Per ottenere un risultato migliore, le consigliamo di applicare CAVISLIM e abbinare le diverse tecniche di massaggio (a spirale, longitudinale o circolare) durante le varie sedute. Le consigliamo di sdraiarsi per un'applicazione di CAVISLIM più confortevole.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| B | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| C | 3 | 10 | 3 | 10 | 7' |
| D | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| E | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| F | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |

fianchi




I massaggi circolari e longitudinali dovranno svilupparsi dall'alto verso il basso proprio come mostrato nelle figure. È importante rispettare il senso del massaggio, dato che seguendolo verrà favorito il drenaggio.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 4 | 15 | 4 | 15 | 10' |
| B | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| C | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| D | 1 | 5 | 1 | 5 | 7' |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| F | 2 | 5 | 2 | 5 | 5' |

Applicare il gel sulla pelle della zona da trattare con CAVISLIM.

vita




Sia il massaggio circolare sia quello longitudinale dovranno essere eseguiti dal basso verso l'alto proprio come illustrato nelle immagini. Durante il trattamento insista sull'are di maggior accumulo di grasso.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 10 | 3 | 10 | 7' |
| B | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| C | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| D | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| F | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |

Applicare il gel sulla zona da trattare con CAVISLIM.

lutei

Applicare il gel sulla zona circolare-longitudinale da trattare con CAVISLIM.



Massaggiare in maniera longitudinale e circolare come da frecce illustrate nelle immagini.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 5 | 25 | 4 | 20 | 10' |
| B | 5 | 15 | 4 | 15 | 7' |
| C | 4 | 20 | 4 | 20 | 7' |
| D | 3 | 15 | 3 | 15 | 7' |
| E | 2 | 15 | 2 | 15 | 10' |
| F | 3 | 15 | 3 | 15 | 10' |

interno coscia


Si ricordi di non applicare mai CAVISLIM fra il ginocchio e il piede dato che questa zona non ha importanti aree che presentano accumulo di grasso.



Il massaggio circolare dovrà essere eseguito dal basso verso l'alto proprio come illustrato nelle immagini. Seguendo queste semplici istruzioni, potrà ottenere risultati migliori.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| B | 3 | 10 | 3 | 10 | 10' |
| C | 3 | 10 | 3 | 10 | 7' |
| D | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| E | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |
| F | 2 | 10 | 2 | 10 | 7' |

interno del ginocchio




In questa zona, eseguiremo un leggero massaggio circolare proprio come illustrato nelle figure.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 3 | 5 | 3 | 5 | 10' |
| B | 3 | 5 | 3 | 5 | 10' |
| C | 3 | 5 | 3 | 5 | 7' |
| D | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| E | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| F | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |

Si ricordi di non applicare CAVISLIM sulle articolazioni delle ginocchia. Applicare il gel sulla zona da trattare con CAVISLIM.

braccia



Collocare un'abbondante quantità in maniera generosa sulla zona che si va a trattare dato che ciò migliorerà l'efficacia del trattamento. Il massaggio di questa zona dovrà essere eseguito verso il corpo, proprio come da immagini.

| Nivel | YS50 | | YS30 | | Time |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Mode | Intensity | Mode | Intensity | |
| A | 2 | 5 | 2 | 5 | 7' |
| B | 2 | 5 | 2 | 5 | 5' |
| C | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |
| D | 1 | 5 | 1 | 5 | 3' |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 3' |
| F | 1 | 5 | 1 | 5 | 5' |

Si ricordi di non applicare mai CAVISLIM sulle mani, sugli avambracci o sulle articolazioni.

capitolo 4

per una corretta e sicura applicazione di Cavislim

Per una corretta e sicura applicazione di Cavislim, si deve considerare i seguenti tempi di applicazione:

- **Per area da trattare:**

Massimo 15 minuti.

Per “area da trattare” si intende ogni parte del corpo in cui è possibile applicare CAVISLIM. Le varie aree da trattare sono: braccia, addome, fianchi, vita, interno dei muscoli e interno del ginocchio.

Esempio: durante la stessa seduta, si potrà applicare Cavislim per 15 minuti sui fianchi e 15 sulle braccia. Tuttavia, ad esempio, NON si dovrà mai sottoporsi nell’arco della stessa giornata a una seduta di 30 minuti di applicazione esclusiva sui fianchi.

- **Per seduta:**

Massimo 30 minuti.

Per seduta si intende l'applicazione di CAVISLIM nell’arco della stessa giornata in 2 aree da trattare distinte (massimo 15 minuti per area).

- **Fra sedute:**

Minimo 72 ore.

Con “fra sedute” si intende l’intervallo che deve trascorrere fra una seduta e l’altra.

Esempio: nell’arco di una settimana, una programmazione delle sedute (la migliore in assoluto) sarebbe: lunedì, giovedì e domenica.

- **Ogni 20 sedute:**

Si dovrà riposare per 3 settimane.

Durante questo periodo, si dovrà ripetere completamente il primo trattamento o iniziare il programma di mantenimento.

- **Sedute di mantenimento:**

Dipendono da ciascun individuo, pero basterebbe una seduta al mese.

capitolo 5

domande frequenti sulla Cavislim

Cos'è la cavitazione?

La cavitazione è una tecnica non invasiva (non chirurgica) per modellare il corpo, che riduce il volume eliminando la cellulite e i depositi di grasso localizzati sull'addome, la vita, i fianchi, le braccia, l'interno dei muscoli e le ginocchia.

Quali sono i vantaggi rispetto ad altri metodi?

Il primo vantaggio è che possiamo scegliere determinate aree del corpo che desideriamo trattare. Si può asserire che si tratta di una tecnologia che ci permette di lavorare selettivamente sulla cellulite.

La cavitazione è dolorosa?

L'utilizzo di Cavislim non deve mai provocare dolore.

E' normale udire un suono quando si utilizza Cavislim?

Sì, è possibile che in alcuni modelli si oda un segnale acustico durante l'applicazione.

Si può utilizzare in tutte le parti del corpo?

No, non si può utilizzare in tutte le parti del corpo. Non si deve mai applicare su testa o faccia, collo, seno, torace, ombelico, avambraccio, articolazioni, genitali, spalle, caviglie o gangli.

Con Cavislim dimagrisce o si perde volume?

Cavislim elimina gli accumuli di grasso che sono pesanti e che al contempo, quando scompaiono, riducono il volume del nostro corpo.

Cavislim è efficace contro la buccia d'arancia?

Sì, Cavislim è efficace contro la buccia d'arancia dato che elimina le cellule adipose che trattengono il grasso.

Cavislim serve per eliminare le rughe?

Cavislim non è un sistema creato per eliminare le rughe.

Si può usare Cavislim sul viso?

No, non si deve mai utilizzare Cavislim su viso o occhi.

Dopo quante sedute si vedono i primi risultati?

Si dovrebbero osservare i primi risultati dalle prime cinque sedute. Senza dubbio, i risultati possono variare a seconda dell'individuo.

Quanti giorni si deve attendere fra una sessione e l'altra?

Si consiglia di lasciar passare 72 ore fra una seduta e l'altra.

Quando si smette di usare Cavislim, la cellulite ricompare?

Anche se Cavislim garantisce efficacia e durata, non possiamo garantire che la cellulite non riappaia. Per evitare la ricomparsa di cellulite, si consiglia una dieta equilibrata, di bere molta acqua, di praticare regolare attività fisica e sedute di mantenimento con Cavislim.

Ha degli effetti collaterali?

Se è in salute, Cavislim non ha effetti collaterali. Indubbiamente, in alcuni soggetti si avrà un arrossamento cutaneo che può durare circa 2 ore.

Cosa combattono i gel anticellulite e rassodante? Quando li uso?

1. Gel anticellulite: Contiene principi attivi che favoriscono l'eliminazione della cellulite.
2. Gel rassodante: Contiene principi attivi che rassodano l'area trattata.

La sequenza di applicazione sarebbe la seguente: nei primi giorni di applicazione si dovrà utilizzare il gel anticellulite e negli ultimi, il rassodante. Si applica prima del gel per cavitazione. Si applica come qualsiasi altro siero, che venga assorbito bene. Inoltre, per iniziare la seduta, si applica il gel per cavitazione.

E' necessario abbinare Cavislim a una dieta?

Non è necessario seguire nessuna dieta speciale, ma si consiglia vivamente di seguire un'alimentazione equilibrata e un'abbondante idratazione.

Quanta acqua devo bere?

Due ore prima della seduta con Cavislim, deve assolutamente iniziare l'idratazione.

Inoltre, alla fine della seduta, è consigliabile bere. Le consigliamo di bere almeno 2 litri durante questo periodo dato che ciò aiuta a eliminare le tossine.

E' necessario abbinare Cavislim alla pratica sportiva?

Non è strettamente necessario, ma praticare attività fisica per almeno 30 minuti potenzia i risultati e aiuta il drenaggio dei liquidi.

Che sport rendono più efficace Cavislim?

La pedana vibrante è l'apparecchiatura ideale per le sue proprietà tonificanti e drenanti. Tuttavia, se non dispone di una pedana, una passeggiata, una cyclette, il nuoto o altri esercizi aerobici eseguiti per almeno 30 minuti sono di grande aiuto.

Come posso potenziare gli effetti di Cavislim?

Associando una dieta equilibrata alla pratica abituale di uno sport. Inoltre, i massaggi drenanti sono di grande aiuto.

Posso usare Cavislim senza applicare il gel?

MAI, dato che il gel opera come un agente conduttore di ultrasuoni lungo il corpo. Se non si utilizza il gel, l'applicazione di Cavislim perde la sua efficacia e la macchina potrebbe danneggiarsi seriamente.

Posso usare qualsiasi tipo di gel?

Consigliamo l'utilizzo esclusivo di gel TECNOVITA di BH dato che l'utilizzo di altre marche potrebbe danneggiare la macchina.

Quando è controindicato l'utilizzo di Cavislim?

- se è in stato di gravidanza o pensa di esserlo
- se sta allattando
- trattamenti della sterilità.
- se soffre di cardiopatia di qualsiasi tipo
- se ha dei problemi dermatologici
- osteoporosi
- fibromialgia
- tumori maligni
- ipertensione
- livello del colesterolo alto.
- diabete
- insufficienza renale
- insufficienza fisica
- impianti metallici o protesi
- malformazioni fisiche
- epilessia
- trattamento prolungato con farmaci: antinfiammatori, anticoagulanti, antibiotici o antistaminici.
- depressione
- trattamento psichiatrico o psicologico
- problemi al fegato (fegato grasso)
- colon irritabile

Posso usare Cavislim se sono incinta?

Non deve MAI usare Cavislim se è incinta o crede di esserlo.

Posso usare Cavislim durante l'allattamento?

Non usare durante il periodo di allattamento.

Posso applicare Cavislim sul seno?

Non deve MAI applicarla sul seno.

Posso usare Cavislim durante le mestruazioni?

Non se ne consiglia l'applicazione durante questo periodo sulla zona addominale dato che le perdite potrebbero aumentare. Indubbiamente, può applicarlo su altre zone.

Posso usare Cavislim se ho dei dispositivi intrauterini?

Sì

Cavislim può influenzare i miei valori di colesterolo?

L'utilizzo di Cavislim può aumentare i suoi valori di colesterolo.

Si può usare Cavislim con problemi cutanei?

Non lo deve usare se ha dei problemi cutanei. Contatti il suo medico.

Posso usare Cavislim se ho un apparecchio acustico?

Non lo può usare se ha degli apparecchi acustici.

Posso usare Cavislim se mi sto facendo il bagno o la doccia?

Per nessun motivo, la manopola o la macchina devono entrare in contatto con l'acqua, dato che c'è il pericolo di elettroshock.

Come devo pulire Cavislim e la manopola?

Per pulire Cavislim o la manopola, non immergerli mai in acqua. Utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua.

capitolo 6

informazioni importanti sulla sicurezza

Il presente prodotto è dotato di un cavo che ha una messa a terra e una spina con messa a terra. Se non funziona correttamente o ha dei problemi, la messa a terra fornisce un percorso di minor resistenza per la corrente elettrica e riduce il rischio di scariche elettriche. **PERICOLO! Un collegamento errato del conduttore a terra del macchinario può generare scariche elettriche.**

Non modificare la spina del macchinario. Se non entra nella presa di corrente, contattare un elettricista ai fini dell'installazione della presa adeguata.

Questo prodotto si deve usare in un circuito da 220-240 V e dispone una messa a terra simile a quella illustrata nella Fig. 5.1 Seguire le seguenti raccomandazioni:

Non usare accessori se non quelli raccomandati dal costruttore.

2. Non usare la macchina con il cavo elettrico danneggiato o usurato.
3. Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde.
4. Non usare mai il macchinario all'aria aperta.

5. Per scollegarlo, posizionare l'interruttore su «0» e scollegare l'unità dalla rete.

Protezione

Questo modello dispone di una protezione elettronica ad arresto automatico per una conservazione ottimale dei circuiti elettrici ed elettronici.

Questa protezione (fusibile) si attiverà se l'unità verrà sottoposta a uno sforzo o un surriscaldamento anormale.

Se dovesse verificarsi questa situazione:

1. Scollegare l'unità dalla rete elettrica
2. Portare l'interruttore (L) situato sulla carcassa in posizione «0» (OFF) Fig. 5.2.
3. Sostituire il fusibile (C) (1 A)
4. Collegare l'unità alla spina che dispone di messa a TERRA. Posizionare l'interruttore (L) su «1» (ON), Fig. 5.2




fig. 5.1




fig. 5.2

garanzia

Le consigliamo di leggere attentamente questo manuale per conoscere esattamente cosa copre la garanzia rilasciata dal fabbricante e quali sono le sue responsabilità in qualità di proprietario.

GARANZIE

INFORMAZIONI GENERALI

EXERCYCLE, S.L. desidera ringraziarla per aver acquistato questo prodotto e per la fiducia accordata ai suoi prodotti. I prodotti sono stati sottoposti a rigorosi controlli di qualità. Tuttavia, se riscontrasse dei problemi con il presente apparecchio durante il periodo di validità della garanzia, la preghiamo di leggere attentamente le condizioni della garanzia e di contattare il distributore autorizzato della sua zona.

Il presente certificato di garanzia è stato redatto come da disposizioni della Direttiva. Questo prodotto verrà garantito per due anni come da disposizioni della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 maggio 1999 su determinati aspetti riguardanti la vendita e la garanzia relativa a beni di consumo, inserita nella legislazione spagnola in virtù della legge 23/2003 del 10 luglio sulla garanzia relativa a beni di consumo. In questo senso, la EXERCYCLE, S.L. con numero di partita IVA e domiciliata a Vitoria, calle Zurrupietia, 22 garantisce il presente articolo ai sensi delle seguenti condizioni e dei seguenti termini:

1. PERIODO DI VALIDITA' DELLA GARANZIA

Il prodotto contemplato dal presente certificato è garantito per DUE (2) ANNI che decorrono dalla data di acquisto del prodotto, ossia la data che riportata nello scontrino o nella fattura di acquisto del prodotto o nel DDT di consegna qualora la data fosse successiva.

Per eventuali riparazioni, si deve tassativamente presentare quanto sopra. La politica sul periodo di validità della garanzia può variare a seconda del paese. Il periodo di validità della garanzia si applica solo in Europa.

2. DIRITTI COPERTI DALLA GARANZIA

Riparazione o sostituzione del prodotto che avverrà in un lasso temporale ragionevole e senza ulteriori inconvenienti, tenendo a mente la natura del prodotto e la finalità del consumatore.

- Fanno eccezione quelle situazioni in cui la riparazione o la sostituzione imponga al venditore costi non ragionevoli rispetto ad altre forme risolutive, qualora le stesse non pregiudichino il consumatore.

- Le riparazioni saranno gratuite per il consumatore quanto a manodopera, spedizione e materiali.

- In caso di riparazione o sostituzione della macchina, la validità della garanzia viene sospesa temporaneamente fino alla consegna della nuova apparecchiatura e si avrà comunque a disposizione un periodo di garanzia di 6 mesi, ma non ricomincerà mai una nuova garanzia della durata di 2 anni.

- Inoltre, verrà applicato uno (i) sconto sul prezzo o il (ii) contratto verrà risolto, a discrezione del consumatore, qualora la riparazione o la sostituzione non avvengano in un lasso temporale ragionevole o senza ulteriori inconvenienti per il consumatore. Lo (i) sconto sul prezzo sarà proporzionato alla differenza esistente fra il valore che il bene aveva al momento della consegna come da contratto e il valore che aveva in tale data il bene effettivamente consegnato. La (ii) risoluzione non avverrà quando la mancanza di conformità non è tanto importante.

3. LA GARANZIA NON COPRE

Difetti attribuibili ad un utilizzo diverso rispetto a quello stabilito dal Manuale d'Uso.

- L'utilizzo professionale o commerciale del prodotto.
- Errata installazione, errato montaggio o rottura dei componenti dovuta a un montaggio inadeguato, (consultare il Manuale d'Uso dove si elencano le raccomandazioni di installazione e utilizzo della macchina).
- Uso inappropriato del prodotto (utilizzo senza l'applicazione di gel, tempo di utilizzo eccessivo, esposizione ad umidità troppo elevata, ecc.) o problemi dovuti a una mancata manutenzione (accumulo di sporco in qualsiasi parte del prodotto o suoi accessori, ecc.). (consultare il Manuale d'Uso dove si elencano le raccomandazioni di installazione e utilizzo del prodotto).
- Riparazioni eseguite da personale non autorizzato da EXERCYCLE, S.L. o apparecchiature aperte o manipolate da persone non autorizzate dal costruttore.
- Variazioni del prodotto standard come leggere vibrazioni, rumori o rottura di parti che non influenzano il funzionamento della macchina e che non sono attribuibili a un difetto di costruzione.
- Graffi, abrasioni, colpi, cadute, ecc, provocati da negligenza.
- Difetti dell'apparato causati da danni durante il trasporto.

4. MODALITA' DI RECLAMO

- E' possibile avvalersi della facoltà di reclamare la mancata conformità del bene sino a tre anni dalla data di consegna.
 - Il consumatore deve comunicare che esiste un difetto nell'arco di 2 mesi a partire dalla data in cui ha rinvenuto il difetto stesso.
 - La presente Garanzia non intacca altri diritti legali del consumatore, come da legislazione in vigore, se il bene è incompatibile con l'esercizio di altre azioni derivate dalla risoluzione di vizi occulti da compravendita.
 - In merito problematiche inerenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente garanzia, farà fede la legislazione nazionale applicabile.
- Qualsiasi discrepanza relativa all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto verrà disciplinata dai tribunali della città di Vitoria.

certificati

Attraverso il presente documento, Exercycle S.L. dichiara che il presente prodotto soddisfa i fondamentali requisiti e qualsiasi altra disposizione applicabile o eleggibile dalle Direttive 2004/108/CE e 2006/95/CE.

disegno esploso


1 Pedale di azionamento



2 Manopola



3 Portamanopola



16 Cavo di collegamento alla rete



G01 Corpo centrale



Per ottenere una risposta, indicare:

Modello della macchina

N. del pezzo corrispondente

Quantità

Esempio:

| | | |
|------|----|---|
| YS30 | 16 | 1 |
|------|----|---|

specifiche tecniche

Peso: 7 kg

Dimensioni: L x L x A: 34 x 38 x 13 cm

Ultrasuoni: 40 KHz

Potenza in uscita: 5-20 W (a seconda del programma)

Fonte di alimentazione: Tensione: AC 220 V / Frequenza: 50 hz

Kaufdatum / Data di acquisto

Gekauft bei / Comprato a

Käufer / Acquirente

Stempel des Vertriebshandlers /
Timbro del distributore

Tecnovita
by **BH**

Bitte bewahren Sie die Rechnung als Kaufnachweis auf
Si prega di conservare la fattura a testimonianza dell'avvenuto acquisto

EXERCYCLE GMBH

Schumannstr. 27 • 60325 Frankfurt/Main • Tel. 069-17554247-0
info@bhfitness.com

BH Fitness Italia

Via A. Rossi, 192 • 36100 Vicenza • Tel.: +39 0444 65 45 27
bhfitnessitalia@gmail.com

Assistenza

Tel.: +39 3333932203 • Fax: +39 031891102 • assistenza.rullo@alice.it

www.tecnovita.eu