



**UNIDAD ELECTRÓNICA  
ELECTRONIC MONITOR  
UNITÉ ÉLECTRONIQUE  
ELEKTRONIKEINHEIT  
UNIDADE ELETRÓNICA  
IMPIANTO ELETTRONICO**

## UNIDAD ELECTRÓNICA.-



**START/STOP** – Encendido/apagado  
Pulse para empezar/acabar el ejercicio.

**MODE** – Selección de modo. Pulse la tecla MODE para seleccionar entre modo P1, P2, P3, P4, P5 o modo manual. Durante el ejercicio pulse la tecla para visualizar el tiempo (time), distancia (distance), velocidad (speed), o todas las variables de forma sucesiva.

**FORWARD/REVERSE** – Cambio de dirección del pedaleo

**TIME** – Tiempo del ejercicio. Pulse para aumentar el tiempo.

**UP - SPEED (+)** – Aumento del nivel de velocidad

**DOWN - SPEED (-)** - Disminución del nivel de velocidad.

1. Enchufe el cable a la red eléctrica y coloque el interruptor situado en la caja del motor en la posición de encendido.

2. Pulse la tecla **MODE** para seleccionar el modo P1, P2; P3, P4, P5 o modo manual (-).

3. Pulse la tecla **START/STOP** para encender el aparato.

4. Después del ejercicio pulse la tecla **START/STOP**.

5. Sitúe el interruptor de la caja del motor en la posición de apagado y desenchufe el cable de la red eléctrica.

### MODO P1

Tiempo 10 minutos, nivel inicial de velocidad 1, cambio de nivel cada 30 segundos (nivel 1 – 2 – 3 – 4 – 5). Pasados los 5 niveles cambio de dirección del pedaleo y repetición de cambios de nivel de velocidad.

### MODO P2

Tiempo 10 minutos, nivel inicial de velocidad 2, cambio de nivel cada 15 segundos (nivel 2 – 3 – 4 – 5 - 6). Pasados los 5 niveles cambio de dirección del pedaleo y repetición de cambios de nivel de velocidad.

### MODO P3

Tiempo 10 minutos, nivel inicial de velocidad 3, cambio de nivel cada 20

segundos (nivel 3 – 5 – 7 – 9 - 11). Pasados los 5 niveles cambio de dirección del pedaleo y repetición de cambios de nivel de velocidad.

### **MODO P4**

Tiempo 10 minutos, nivel inicial de velocidad 4, cambio de nivel cada 20 segundos (nivel 4 – 6 – 8 – 10 - 12). Pasados los 5 niveles cambio de dirección del pedaleo y repetición de cambios de nivel de velocidad.

### **MODO P5**

Tiempo 10 minutos, nivel inicial de velocidad 5, cambio de nivel cada 30 segundos (nivel 5 – 10 – 5 – 10). Pasados los 4 niveles cambio de dirección del pedaleo y repetición de cambios de nivel de velocidad.

Durante el uso en modo P1, P2, P3, P4, P5 no se puede cambiar manualmente la velocidad y dirección de pedaleo.

### **MODO MANUAL (-)**

Tiempo 5 minutos, dirección del pedaleo, velocidad y tiempo ajustables.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

**BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.**

## GARANTÍA

Este producto está garantizado por 2 años de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, incorporada al derecho español en virtud de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.

En este sentido, EXERCYCLE, S.L., provista de NIF B-01029032 y con domicilio en Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantiza este producto.


Fecha de compra.-	Comprado en.-
Comprador.-	Sello del distribuidor.-

Por favor conserve la factura como comprobante de compra.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto, llamando al número de atención al cliente.

**902 170 258**

## ELECTRONIC MONITOR.-



**START/STOP**– On/Off. Press to start / finish the exercise.

**MODE**– Mode selection. Press the MODE key to select between P1, P2, P3, P4, P5 or manual mode. While you are exercising, press this key to display the time, distance, speed or all variables successively.

**FORWARD/REVERSE**– It changes the pedaling direction.

**TIME**– It controls the length of the exercise. Press it to increase the duration of the exercise.

**UP - SPEED (+)** – It increases the speed.

**DOWN - SPEED (-)** – It decreases the speed.

1. Plug the cord to the power supply and turn the switch located inside the motor box to the on position.

2. Press the **MODE** key to select the mode P1, P2; P3, P4, P5 or manual mode (-).

3. Press the **START / STOP** key to turn on the appliance.

4. After exercise press the **START / STOP** key.

5. Turn the switch located inside the motor box to the off position and and unplug the cord from the power supply.

### P1 MODE

Time 10 minutes, initial speed level 1, level change every 30 seconds (level 1 - 2 - 3 - 4 - 5). After 5 levels the pedaling direction and repetition speed rate change.

### P2 MODE

Time 10 minutes, initial speed level 2, level change every 15 seconds (level 2 - 3 - 4 - 5 - 6). After 5 levels the pedaling direction and repetition speed rate change.

### P3 MODE

Time 10 minutes, initial speed level 3, level change every 20 seconds (level 3 - 5 - 7 - 9 - 11). After 5 levels the pedaling direction and repetition speed rate change.

#### **P4 MODE**

Time 10 minutes, initial speed level 4, level change every 20 seconds (level 4 - 6 - 8 - 10 - 12). After 5 levels the pedaling direction and repetition speed rate change.

#### **P5 MODE**

Time 10 minutes, initial speed level 5, level change every 30 seconds (level 5 - 10 - 5 - 10). After 4 levels the pedaling direction and repetition speed rate change.

While MODES P1, P2, P3, P4, P5 are being used speed and pedaling dirección cannot be changed manually.

#### **MANUAL MODE (-)**

Time 5 minutes, adjustable pedaling direction, speed and time.

Do not hesitate to get touch with the Technical Assistance Service if you have any queries by phoning customer services (see last page in manual).

**BH RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE SPECIFICATIONS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.**

## **Guarantee**

This product is guaranteed for 2 years in accordance with that stated in Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council 25<sup>th</sup> May, 1999, regarding certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, incorporated into Spanish Law by virtue of Law 23/2003, 10<sup>th</sup> July; Guarantees on the sale of consumer goods.

To this effect, EXERCYCLE, S.L. VAT nº B-01029032, with business address c/ Zurrupitieta 22, Vitoria, Spain, guarantees this product.


Date of purchase.-	Purchased in.-
Purchaser.-	Dealer stamp.-

Please keep the receipt as proof of purchase.

Should you have any queries please do not hesitate to phone our customer service line:

**902 170 258**

## UNITÉ ÉLECTRONIQUE.-



**START/STOP** – On / Off. Appuyez pour commencer ou terminer l'exercice.

**MODE** – Sélection du mode. Appuyez sur la touche MODE pour choisir entre P1, P2, P3, P4, P5 ou mode manuel. Durant l'exercice, appuyez sur la touche pour voir le temps (time), la distance (distance), la vitesse (speed) ou toutes les variables en mode scan.

**FORWARD/REVERSE** – Changement du sens de pédalage.

**TIME** – Durée de l'exercice. Appuyez pour augmenter le temps.

**UP - SPEED (+)** – Augmentation du niveau de la vitesse.

**DOWN - SPEED (-)** - Diminution du niveau de la vitesse.

1. Branchez le câble sur le réseau électrique et amenez l'interrupteur situé sur le boîtier du moteur à la position « allumé ».

2. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner entre mode P1, P2; P3, P4, P5 ou mode manuel (-).

3. Appuyez sur la touche **START/STOP** pour mettre l'appareil en route.

4. Une fois l'exercice terminé, appuyez sur la touche **START/STOP**.

5. Amenez l'interrupteur du boîtier du moteur à la position « éteint » et débranchez le câble du réseau électrique.

### MODE P1

Temps 10 minutes, niveau de vitesse initial 1, changement de niveau toutes les 30 secondes (niveau 1 – 2 – 3 – 4 – 5). Une fois passés les 5 niveaux, changement du sens de pédalage et répétition de la séquence des niveaux de vitesse.

### MODE P2

Temps 10 minutes, niveau de vitesse initial 2, changement de niveau toutes les 15 secondes (niveau 2 – 3 – 4 – 5 – 6). Une fois passés les 5 niveaux, changement du sens de pédalage et répétition de la séquence des niveaux de vitesse.

### **MODE P3**

Temps 10 minutes, niveau de vitesse initial 3, changement de niveau toutes les 20 secondes (niveau 3 – 5 – 7 – 9 – 11). Une fois passés les 5 niveaux, changement du sens de pédalage et répétition de la séquence des niveaux de vitesse.

### **MODE P4**

Temps 10 minutes, niveau de vitesse initial 4, changement de niveau toutes les 20 secondes (niveau 4 – 6 – 8 – 10 – 12). Une fois passés les 5 niveaux, changement du sens de pédalage et répétition de la séquence des niveaux de vitesse.

### **MODE P5**

Temps 10 minutes, niveau de vitesse initial 5, changement de niveau toutes les 30 secondes (niveau 5 – 10 – 5 – 10). Une fois passés les 4 niveaux, changement du sens de pédalage et répétition de la séquence des niveaux de vitesse.

En cours d'utilisation du mode P1, P2, P3, P4, P5, il n'est pas possible de changer la vitesse ni le sens du pédalage.

### **MODE MANUEL (-)**

Temps 5 minutes, sens du pédalage, vitesse et durée réglables.

Pour toute information complémentaire et en cas de doute sur le bon état de l'une quelconque partie de la machine, l'hésitez pas à appeler le Service d'Assistance Technique (SAT) au numéro de téléphone d'Assistance Clientèle qui figure à la dernière page de cette notice.

**BH SE RÉSERVE LE DROIT DE  
MODIFIER LES  
CARACTÉRISTIQUES DE SES  
PRODUITS SANS PRÉAVIS.**



## Garantie

Ce produit est garanti pendant 2 ans conformément à la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999, relative à des aspects précis de vente et de garantie des biens de consommation, incorporée dans le droit espagnol en vertu de la Loi 23/2003 du 10 juillet, sur les garanties de vente des biens de consommation.

EXERCYCLE S.L, numéro fiscal (NIF) B-01029032, domiciliée à Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantit ce produit conformément à ce qui précède.

Date d'achat. -	Acheté à. -
Acheteur. -	Cachet du distributeur. -

Merci de bien vouloir conserver la facture comme preuve de votre achat  
Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter en composant le numéro du Service client suivant :

**902 170 258**

## ELEKTRONIKEINHEIT.-



**START / STOP** - on / off. Drücken Sie, um die Übung zu beginnen / enden.

**MODE** - Modus wählen. Drücken Sie die Taste MODE, um zwischen P1, P2, P3, P4, P5 oder manuelle Modus zu wählen. Während die Übung drücken Sie die Taste, um die Zeit (Time), Entfernung (distance), Geschwindigkeit (speed), oder alle Variablen wiederum anzuzeigen.

**FORWARD / REVERSE** – Pedalrichtung zu ändern.

**TIME** - Zeit der Übungs. Drücken Sie, um die Zeit zu erhöhen.

**UP - SPEED (+)** – Bewirkt eine Erhöhung der Geschwindigkeit.

**DOWN - SPEED (-)** - Bewirkt eine Abnahme in der Geschwindigkeit.

1. Stecken Sie das Kabel in die Steckdose und schalten Sie den Schalter indem Motorgehäuse in der Ein-Position.
2. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den Modus P1, P2, P3, P4 oder manuellen Modus (-) zu wählen.
3. Drücken Sie die **START / STOP**-Taste, um das Gerät einzuschalten.
4. Nach dem Training drücken Sie die **START / STOP**-Taste.
5. Positionieren Sie den Schaltergehäuse auf die Aus-Position und ziehen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.

### P1 MODUS

Zeit 10 Minuten,  
Anfangsgeschwindigkeit Stufe 1,  
Stufe Wechsel alle 30 Sekunden  
(Level 1 - 2 - 3 - 4 - 5). Nach 5 Stufen  
Trettrichtung und Geschwindigkeit  
Stufe verändern.

### P2 MODUS

Zeit 10 Minuten,  
Anfangsgeschwindigkeit Stufe 2,  
Stufe Wechsel alle 15 Sekunden  
(Level 2 - 3 - 4 - 5 - 6). Nach 5 Stufen  
Trettrichtung und Geschwindigkeit  
Stufe verändern.

### P3 MODUS

Zeit 10 Minuten,  
Anfangsgeschwindigkeit Stufe 3,

Stufe Wechsel alle 20 Sekunden (Level 3 - 5 - 7 - 9 - 11). Nach 5 Stufen Tretrichtung und Geschwindigkeit Stufe verändern.

#### **P4 MODUS**

Zeit 10 Minuten, Anfangsgeschwindigkeit Stufe 4, Stufe Wechsel alle 20 Sekunden (Level 4 - 6 - 8 - 10 - 12). Nach 5 Stufen Tretrichtung und Geschwindigkeit Stufe verändern.

#### **P5 MODUS**

Zeit 10 Minuten, Anfangsgeschwindigkeit Stufe 5, Stufe Wechsel alle 30 Sekunden (Level 5 - 10 - 5 - 10). Nach 4 Stufen Tretrichtung und Geschwindigkeit Stufe verändern.

Wenn in P1, P2, P3, P4, P5 Modus verwendet, man kann nicht die Geschwindigkeit oder die Tretrichtung ändern.

#### **MANUELLE MODUS (-)**

Zeit 5 Minuten, Tretrichtung, Geschwindigkeit und Zeit sind verstellbar.

Sollten über den Zustand einer Komponente Zweifel bestehen, setzen Sie sich bitte mit dem (TKD) Technischen Kundendienst in Verbindung, indem Sie das Servicetelefon anrufen (siehe letzte Seite des Handbuchs).

**BH BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE SPEZIFIZIERUNGEN SEINER PRODUKTE OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.**

## Garantie

Gemäß der Vorschriften der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 25. Mai 1999 über bestimmte Aspekte des Verkaufs und der Garantie für Konsumgüter, sowie deren Umsetzung in spanisches Recht durch das Gesetz 23/2003 über Garantien im Zusammenhang mit dem Verkauf von Konsumgütern vom 10. Juli 2003, wird auf dieses Gerät eine 2-jährige Garantie gewährt.

EXERCYCLE, S.L., mit der Steuernummer B-01029032 und Geschäftssitz in Vitoria, Calle Zurrupitieta, 22, erteilt somit die entsprechende Garantie für dieses Produkt.


Kaufdatum:	Gekauft bei:
Käufer:	Stempel des Vertriebshändlers:

Bitte bewahren Sie die Rechnung als Kaufnachweis auf.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer unseres Kundendienstes zur Verfügung:

**902 170 258**

## UNIDADE ELETRÔNICA.-



**START/STOP** – Ligar/desligar. Prima para começar/terminar o exercício.

**MODE** – Selecção de modo. Prima a tecla MODE para seleccionar entre os modos P1, P2, P3, P4, P5 ou o modo manual. Durante o exercício, prima a tecla para visualizar o tempo (time), distância (distance), velocidade (speed) ou todas as variáveis no modo scan.

**FORWARD/REVERSE** – Alteração do sentido da pedalada

**TIME** - Tempo do exercício. Prima para aumentar o tempo.

**UP - SPEED (+)** – Aumento do nível de velocidade.

**DOWN - SPEED (-)** – Diminuição do nível de velocidade.

1. Ligue o cabo à alimentação eléctrica e coloque o interruptor da caixa do motor na posição de ligado.

2. Prima a tecla **MODE** para seleccionar o modo P1, P2, P3, P4, P5 ou o modo manual (-).

3. Prima a tecla **START/STOP** para ligar o aparelho.

4. Depois do exercício, prima a tecla **START/STOP**.

5. Coloque o interruptor da caixa do motor na posição de apagado e desligue o cabo da electricidade.

### **MODOS P1**

Tempo 10 minutos, nível inicial de velocidade 1, mudança de nível cada 30 segundos (nível 1 – 2 – 3 – 4 – 5). Após os 5 níveis, alteração do sentido da pedalada e repetição de mudança do nível de velocidade.

### **MODOS P2**

Tempo 10 minutos, nível inicial de velocidade 2, mudança de nível cada 15 segundos (nível 2 – 3 – 4 – 5 – 6). Após os 5 níveis, alteração do sentido da pedalada e repetição de mudança do nível de velocidade.

### **MODOS P3**

Tempo 10 minutos, nível inicial de velocidade 3, mudança de nível cada 20 segundos (nível 3 - 5 – 3 – 7 – 9 – 11). Após os 5 níveis, alteração do

sentido da pedalada e repetição de mudança do nível de velocidade

#### **MODO P4**

Tempo 10 minutos, nível inicial de velocidade 4, mudança de nível cada 20 segundos (nível 4 - 6 - 8 - 10 - 12). Após os 5 níveis, alteração do sentido da pedalada e repetição de mudança do nível de velocidade

#### **MODO P5**

Tempo 10 minutos, nível inicial de velocidade 5, mudança de nível cada 30 segundos (nível 5 - 10 - 5 - 10). Após os 4 níveis, alteração do sentido da pedalada e repetição de mudança do nível de velocidade

Durante os modos P1, P2, P3, P4, P5 não é possível mudar manualmente a velocidade e o sentido da pedalada.

#### **MODO MANUAL (-)**

Tempo 5 minutos, sentido da pedalada, velocidade e tempo ajustáveis.

Para qualquer consulta, não hesite em contactar com o S.A.T - Serviço de Assistência Técnica - , telefonando para o serviço de apoio ao cliente (ver página final do presente manual).

**BH RESERVA O DIREITO DE  
PODER MODIFICAR AS  
ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS  
PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.**

## Garantia

Este produto tem a garantia de 2 anos de acordo com o disposto na Directiva 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, sobre determinados aspectos de venda e garantia de bens de consumo, incorporada ao direito espanhol em virtude da Lei 23/2009, de 10 de Julho, sobre garantias na venda de bens de consumo.

Neste sentido, EXERCYCLE, S. L. com o NIF B-01029032 e com domicílio em Vitória, calle Zurrpitieta, 22, garante este produto.

<b>Data de compra</b>	<b>Comprado em</b>
<b>Comprador</b>	<b>Marca do distribuidor</b>

Conserve a factura como comprovativo de compra.

Para qualquer consulta, não hesite em contactar-nos, telefonando para o número de apoio ao cliente.

**902 170 258**

## IMPIANTO ELETTRONICO.-



**START/STOP** – ON / OFF Premere per avviare / terminare l'esercizio.

**MODE** – Selezionare la modalità. Premere il tasto MODE per scegliere tra P1, P2, P3, P4, P5 o modalità manuale. Durante l'allenamento premere il tasto per visualizzare la durata (time), distanza (distance), velocità (speed), o tutte le variabili in modalità scan.

**FORWARD/REVERSE** – Cambio di direzione della pedalata.

**TIME** – Tempo di esercizio. Premere per aumentare la durata.

**UP - SPEED (+)** – Aumento del livello di velocità.

**DOWN - SPEED (-)** – Diminuzione del livello di velocità.

1. Collegare il cavo alla corrente e posizionare l'interruttore situato nella cassa del motore sulla posizione di accensione.

2. Premere il tasto **MODE** per selezionare la modalità P1, P2; P3, P4, P5 o modalità manuale (-).

3. Premere il tasto **START/STOP** per accendere il dispositivo.

4. Dopo l'allenamento premere il tasto **START/STOP**.

5. Posizionare l'interruttore della cassa del motore sulla posizione spegnimento e collegare il cavo alla corrente.

### MODALITA' P1

Durata 10 minuti, livello iniziale di velocità 1, cambio di livello ogni 30 secondi (livello 1 – 2 – 3 – 4 – 5). Superati i 5 livelli cambio di direzione della pedalata e ripetizione dei cambi di livelli di velocità.

### MODALITA' P2

Durata 10 minuti, livello iniziale di velocità 2, cambio di livello ogni 15 secondi (livello 2 – 3 – 4 – 5 - 6). Superati i 5 livelli cambio di direzione della pedalata e ripetizione dei cambi di livelli di velocità.

### MODALITA' P3

Durata 10 minuti, livello iniziale di



velocità 3, cambio di livello ogni 20 secondi (livello 3 – 5 – 7 – 9 – 11). Superati i 5 livelli cambio di direzione della pedalata e ripetizione dei cambi di livelli di velocità.

#### **MODALITA' P4**

Durata 10 minuti, livello iniziale di velocità 4, cambio di livello ogni 20 secondi (livello 4 – 6 – 8 – 10 - 12). Superati i 5 livelli cambio di direzione della pedalata e ripetizione dei cambi di livelli di velocità.

#### **MODALITA' P5**

Durata 10 minuti, livello iniziale di velocità 5, cambio di livello ogni 30 secondi (livello 5 – 10 – 5 – 10). Superati i 4 livelli cambio di direzione della pedalata e ripetizione dei cambi di livelli di velocità.

Durante l'utilizzo in modalità P1, P2, P3, P4, P5 non si può cambiare manualmente la velocità e la direzione di pedalata.

#### **MODALITA' MANUALE.-**

Durata 5 minuti, direzione della pedalata, velocità e tempo regolabili.

Per qualsiasi domanda, non esitate a mettervi in contatto con il Servizio di Assistenza Tecnica, chiamando al telefono di attenzione al cliente (consultare l'ultima pagina del presente manuale).

**BH SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE TECNICHE DEI SUOI PRODOTTI SENZA AVVERTIMENTO PREVIO.**

## Garanzia

Questo prodotto verrà garantito per 2 anni come da disposizioni della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 1999/44/CE del 25 maggio 1999 su determinati aspetti riguardanti la vendita e la garanzia relativa a beni di consumo, inserita nella legislazione spagnola in virtù della legge 23/2003 del 10 luglio sulla garanzia relativa alla vendita dei beni di consumo.

In questo senso, la EXERCYCLE, S.L. con numero di partita IVA B-01029032 e domiciliata a Vitoria, calle Zurrupitieta, 22 garantisce il presente articolo.

Data di acquisto.-	Comprato a.-
Acquirente.-	Timbro del distributore.-

Si prega di conservare la fattura a testimonianza dell'acquisto.

Per qualsiasi domanda, non esiti a contattare il numero del Servizio Clienti.

**902 170 258**

**BH FITNESS SPAIN**

EXERCYCLE, S.L.  
(Manufacturer)  
P.O.BOX 195  
01080 VITORIA (SPAIN)  
Tel.: +34 945 29 02 58  
Fax: +34 945 29 00 49  
e-mail: sac@bhfitness.es  
www.bhfitness.com

**POST-VENTA**

Tel: +34 945 292 012 /  
902 170 258  
Fax: +34 945 56 05 27  
e-mail: sat@bhfitness.es

**BH FITNESS NORTH AMERICA**

20155 Ellipse  
Foothill Ranch  
CA 92610  
Tel: + 1 949 206 0330  
Toll free: +1 866 325 2339  
Fax: +1 949 206 0013  
e-mail:  
fitness@bhnorthamerica.com  
www.bhnorthamerica.com

**BH FITNESS ASIA**

No.139, Jhongshan Rd.  
Daya Township  
Taichung 428, Taiwan. R.O.C.  
Tel.: +886 4 25609200  
Fax: +886 4 25609280  
e-mail: info@bhasia.com.tw

**BH FITNESS PORTUGAL**

MAQUINASPORT, APARELHOS  
DE DESPORTO, S.A.  
Rua do Metalúrgico 465  
Zona Industrial Giesteira  
3750-325 Águeda (PORTUGAL)  
Tel.: +351 234 729 510  
Fax: +351 234 729 519  
e-mail: info@bhfitness.pt

**BH SERVICE PORTUGAL**

Tel.: +351 707 22 55 24  
Fax: +351 234 729 519  
e-mail: info@bhfitness.pt

**BH FITNESS MEXICO**

BH Exercycle de México S.A. de  
CV  
Eje 132 / 136  
Zona Industrial, 2A Secc.  
78395 San Luis Potosí  
S:L:P: MÉXICO  
Tel.: +52 (444) 824 00 29  
Fax: +52 (444) 824 00 31  
www.bhlatam.com.mx

**BH FITNESS CHINA**

BH China Co., Ltd.  
Block A, NO.68, Branch Lane  
455, Lane 822,  
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,  
Putuo, Shanghai 200331, P.R.C.  
Tel: +86-021-5284 6694  
Fax:+86-021-5284 6814  
e-mail: info@i-bh.cn

**BH FITNESS UK**

Unit 12 Arlington Court  
Newcastle Staffs  
ST5 6SS  
UK 0844 3353988  
International  
00441782634703

**AFTER SALES - UK**

e-mail: service@bh-uk.co.uk

**BH Germany GmbH**

Altendorfer Str. 526  
45355 Essen  
Tel: +49 201 450910-0  
e-mail:  
germany@bhfitness.com  
Kostenfreie Telefonnummer:  
0800 0996655  
Ersatzteile:  
www.homeactive.de

**BH FITNESS FRANCE**

SAV FRANCE  
Tel: +33 0810 000 301  
Fax: +33 0810 000 290  
savfrance@bhfitness.com

**BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.**

**SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.**

**BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.**

**BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.**

**BH SE RESERVA O DIREITO A MODIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUCTOS SEM PRÉVIO AVISO.**

**DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PRAEAVVISO.**